

## 医療ニーズ;冷めない清拭タオル



医療ニーズ提案部門  
滋賀医科大学 附属病院 看護部

### 「ヘッドサイドでも冷めないタオル」

■看護部ホームページ

<http://sumsnurse.es.shiga-med.ac.jp/>

#### ■ニーズの背景

- お風呂に入れない方の清潔を保つためにお湯で絞った タオルで体を拭く「清拭」は40～42度が適温とされるが、一回拭く毎に1度下がるため、体温より温度が下がらないように「3回」ほど拭いたら50～55度のお湯で絞り直さなければならない。
- 冷めない清拭タオルがあれば看護師や患者さん自身の負担も減る。

#### ■現在の対応方法

- 何度もお湯で絞り直す。
- 電子レンジで温めなおす。

#### ■使用頻度や市場性(マーケットサイズ)に関する情報

- タオルの市場規模 1,600億円(2016年予測:visualizing.info社調べ)
- タオルウォーマーの価格 2万円前後

#### 【イメージ・参考例】清拭タオル蒸し器



#### 機能アイデア例

- ベッドサイドに持っていけるもの(小型化)
- タオルの素材自体で保温性のあるもの

お問合せ先

滋賀医科大学 研究推進課 産学連携係

電話: 077-548-2847

メール: [hqsangaku@belle.shiga-med.ac.jp](mailto:hqsangaku@belle.shiga-med.ac.jp)